


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alpha Fodrin Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13813

Número do item: CM0007604



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Alpha Fodrin humano (SPTAN1). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Alpha Fodrin Rabbit mAb
Observações/Apelido	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6709
ID do Gene	6709
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Alpha Fodrin humano (Q13813).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13813
Peso da Proteína	285kDa
Envio	Saco com gelo