

Anticorpo Policlonado Anti-Alfa Internexina Para Wb, Elisa - Q16352

Número do item: CM0027595

introdução

Anticorpo policlonado de coelho para Alfa Internexina (NF-66, NEF5) validado para WB e ELISA. Reconhece a alfa-internexina humana e de camundongo, uma proteína de filamento intermediário neuronal. Adequado para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Alfa Internexina Coelho pAb
Observações/Alias	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alfa Internexina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9118
GeneID	9118
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 13-300 da Alfa Internexina humana (Q16352)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q16352
Peso Proteico	55kDa
Transporte	Saco de gelo