

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Alfa Internexina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16352

Número do item: CM0008489

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Alfa Internexina humana (INA, Q16352), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de filamentos intermediários neuronais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Alfa Internexina
Observações/Apelido	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alfa Internexina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9118
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 da Alfa Internexina humana (Q16352).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16352
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de Gelo