

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Alfa-Sarcoglicano (Sgca) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16586

Número do item: CM0026439

introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra alfa-sarcoglicano humano (SGCA), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de doenças musculares e do sarcolema.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Alfa-Sarcoglicano (SGCA) pAb de Coelho
Observações/Apelidos	ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; adhalina; alfa-Sarcoglicano (SGCA)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6442
GeneID	6442
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-290 do alfa-sarcoglicano humano (alfa-Sarcoglicano (SGCA)) (NP_000014.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16586
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo