

Anticorpo Monoclonal Anti-Alpha Snap Para Wb E Elisa - P54920

Número do item: CM0003174

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o Alpha SNAP humano (NAPA). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas de transporte vesicular e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Alpha SNAP Rabbit mAb
Observações/Apelido	SNAPA; Alpha SNAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8775
ID do Gene	8775
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-295 do Alpha SNAP humano (P54920)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54920
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo