

Anticorpo Policlonais Anti-Alpha Snap Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54920

Número do item: CM0030604

introdução

O Anticorpo Policlonais de Coelho Alpha SNAP da CamelBio (P54920) é indicado para WB, IHC-P e ELISA. Ele apresenta reatividade cruzada com Alpha SNAP humano, de camundongo e rato, um mediador chave do transporte vesicular ER-Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Alpha SNAP Rabbit pAb
Observações/Alias	SNAPA; Alpha SNAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8775
GeneID	8775
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-295 da Alpha SNAP humana (NP_003818.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54920
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo