


Anticorpo Monoclonal Anti-Alpha-Sinucleína Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P37840

Número do item: CM0002638



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho é direcionado contra a alfa-sinucleína humana (SNCA). Validado para WB, IF, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	α -Sinucleína Rabbit PolymAb®
Observações/Apelidos	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Espécie	Humano
ID do Gene	6622
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-140 da α -Sinucleína humana (NP_000336.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37840
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo