


Anticorpo Monoclonal Contra A Truncação 1-119 Da Alfa-Sinucleína [Mjff-C-24D2] Para Slot Blot, If/Icc, Elisa - P37840

Número do item: CM0008622



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho (clone MJFF-C-24D2) direcionado à truncação 1-119 da alfa-sinucleína humana e de camundongo. Validado para Slot blot, IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de doença de Parkinson e agregação proteica em pesquisa de neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb contra Truncação 1-119 da Alfa-sinucleína [MJFF-C-24D2]
Observações/Apelidos	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Espécies	Humano, Camundongo
GeneID (Humano)	6622
GeneID	6622
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-119 da alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Slot blot, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P37840
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo