


Anticorpo Monoclonal Anti-Alfa-Sinucleína Truncada 1-122 Para Slot Blot, Elisa - P37840

Número do item: CM0006210



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à alfa-sinucleína humana truncada 1-122. Validado para slot blot e ELISA, com reatividade cruzada com humanos. Útil para o estudo da doença de Parkinson, função sináptica e patologia amiloide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-alfa-sinucleína truncada 1-122 [MJFF-D-10B7]
Observações/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6622
GeneID	6622
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-122 da alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Slot blot, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P37840
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo