

Anticorpo Policlonais Anti-Alpi (Iap) Para Wb E Elisa - P09923

Número do item: CM0028909

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ALPI validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada contra humano e camundongo. Tem como alvo a fosfatase alcalina intestinal (IAP), uma hidrolase de membrana ligada a GPI envolvida no metabolismo de fosfato e na homeostase intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALPI Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IAP; ALPI
Espécie	Humano
ID do Gene	248
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09923
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo