

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alpk1 Para Wb E Elisa - Q96Qp1

Número do item: CM0019498



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à ALPK1 humana. Validado para Western blot e ELISA, este anticorpo detecta a quinase de imunidade inata ALPK1, que detecta ADP-heptose bacteriana e ativa a sinalização NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALPK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
Espécie	Humana
ID do Gene	80216
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-500 da ALPK1 humana (NP_001095876.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q96QP1
Peso Proteico	139kDa
Envio	Em saco de gelo