

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Alpk1 Para Wb - Q96Qp1

Número do item: CM0019643



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à ALPK1 humana, validado para Western blot. Reconhece a alfa-proteína quinase 1, uma quinase imune inata chave que detecta ADP-Heptose bacteriana e ativa o NF- κ B. Ideal para estudos de infecção e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALPK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
Espécie	Humano
ID do Gene	80216
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-473 da ALPK1 humana (NP_079420.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96QP1
Peso da Proteína	139kDa
Envio	Saco de gelo