

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Alppl2 Para Wb, Elisa - P10696

Número do item: CM0025743

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra ALPPL2 humano (GCAP) para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de tumores de células germinativas e desenvolvimento de ensaios IVD. Peso molecular da proteína ~57 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALPPL2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GCAP, ALPPL, ALPPL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	251
GeneID	251
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-280 do ALPPL2 humano (NP_112603.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10696
Peso Molecular da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo