


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alx4 Para Wb, Elisa - Q9H161

Número do item: CM0030920



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ALX4, um fator de transcrição homeobox envolvido no desenvolvimento craniofacial e de membros. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALX4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CRS5; FND2; ALX4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	60529
GeneID	60529
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do ALX4 humano (NP_068745.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H161
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo