

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Amacr Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Uhk6

Número do item: CM0017990

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à AMACR humana (Alpha-methylacyl-CoA racemase), adequado para aplicações de Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ferramenta valiosa para investigar o metabolismo de ácidos graxos peroxissomais, síntese de ácidos biliares e distúrbios metabólicos relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMACR Rabbit pAb
Observações/Apelido	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23600
GeneID	23600
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-138 da AMACR humana (NP_055139.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHK6
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo