


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ambp Para Wb, Elisa - P02760

Número do item: CM0024164



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à proteína humana AMBP. Adequado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudar estresse oxidativo, inibição de protease e processos de reparo tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMBP Rabbit pAb
Observações/Apelido	A1M, HCP, ITI, UTI, EDC1, HI30, ITIL, IATIL, ITILC, AMBP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	259
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-202 da AMBP humana (NP_001624.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02760
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo