


Anticorpo Policlonal Anti-Ambra1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9C0C7

Número do item: CM0017093



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Ambra1 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa em autofagia, ciclo celular e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ambra1 Coelho pAb
Observações/Apelido	DCAF3; WDR94; Ambra1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55626
ID do Gene	55626
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1109-1208 de Ambra1 humano (NP_060219.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C0C7
Peso Proteico	143 kDa
Envio	Em saco de gelo