


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ambra1 Para Wb E Elisa - Q9C0C7

Número do item: CM0018712



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à AMBRA1 humana (DCAF3/WDR94), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo. Detecta o regulador de autofagia e ciclo celular de 143 kDa. Ideal para pesquisa IVD e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Ambra1
Observações/Apelido	DCAF3; WDR94; Ambra1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55626
GeneID	55626
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 961-1208 da Ambra1 humana (NP_060219.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9C0C7
Peso Proteico	143kDa
Transporte	Saco de gelo