

Anticorpo Policlonal Anti-Amd1 Para Wb, Elisa - P17707

Número do item: CM0028469



introdução

O AMD1 Rabbit pAb detecta especificamente a pró-enzima S-adenosilmetionina descarboxilase (SAMDC/ADOMETDC) em amostras humanas, de rato e de camundongo por Western blot e ELISA. Ideal para estudar o metabolismo das poliaminas e a manutenção de células-tronco embrionárias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AMD; SAMDC; ADOMETDC; AMD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	262
GeneID	262
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-334 do AMD1 humano (NP_001625.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17707
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de Gelo