

Anticorpo Policlonal Anti-Amfr De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Ukv5

Número do item: CM0026568



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o AMFR humano (gp78), uma ligase E3 de ubiquitinação de proteínas envolvida na degradação associada ao retículo endoplasmático. Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre ubiquitinação e estresse do retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMFR Rabbit pAb
Observações/Apelido	GP78; RNF45; AMFR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	267
ID do Gene	267
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 384-643 do AMFR humano (NP_001135.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UKV5
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo