


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Amhr2 Para Wb, Elisa - Q16671

Número do item: CM0006529



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra AMHR2 humano (receptor do hormônio anti-Mülleriano tipo 2). Validado para WB e ELISA. Ideal para estudos de sinalização de TGF-beta, determinação do sexo e biologia reprodutiva. Reconhece a proteína AMHR2 humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMHR2 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	AMHR; MRII; MISR2; MISRII; AMHR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	269
GeneID	269
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-144 da AMHR2 humana (NP_065434.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16671
Peso da Proteína	63 kDa
Envio	Bolsa de gelo