


Anticorpo Policlonal Anti-Amot Para Wb, Elisa - Q4Vcs5

Número do item: CM0020032



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à angiotomina humana (AMOT), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de junções estreitas e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMOT Rabbit pAb
Observações/Alias	AMOT; angiotomina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	154796
GeneID	154796
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1000-1084 da AMOT humana (NP_001106962.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q4VCS5
Peso da Proteína	118kDa
Envio	Gelo reciclável