


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Amot Para Wb, Elisa - Q4Vcs5

Número do item: CM0025415



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o AMOT (angiomotina) humano para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas sobre junções apertadas, migração de células endoteliais e sinalização Hippo. Reage cruzadamente com rato. SWISS: Q4VCS5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMOT pAb de Coelho
Observações/Apelido	AMOT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	154796
GeneID	154796
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do AMOT humano (NP_573572.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q4VCS5
Peso da Proteína	118kDa
Envio	Saco de gelo