

Anti-Amotl1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q8ly63

Número do item: CM0024599

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AMOTL1 humano (proteína semelhante à angiomotina 1) validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de sinalização Wnt e junções estreitas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMOTL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JEAP; AMOTL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	154810
ID do Gene	154810
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 810-900 do AMOTL1 humano (NP_570899.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IY63
Peso da Proteína	107kDa
Envio	Saco com gelo