

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Amotl2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2J4

Número do item: CM0021677

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AMOTL2, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta a proteína semelhante à angiomotina 2 humana e de camundongo, um regulador da arquitetura de actina, junções celulares e sinalização Hippo/Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMOTL2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LCCP; AMOTL2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	51421
ID do Gene	51421
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 638-837 da AMOTL2 humana (NP_001265612.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9Y2J4
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo