

Anticorpo Policlonal Anti-Ampd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23109

Número do item: CM0024972

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AMPD1 humano (AMP desaminase 1), validado em WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato; avalia enzima do metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPD1 pAb Coelho
Observações/Apelido	MAD; MADA; MMDD; AMPD1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	270
GeneID	270
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-260 do AMPD1 humano (NP_001166097.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23109
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo