


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Amph Para Wb, If/Icc, Elisa - P49418

Número do item: CM0029157



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-AMPH validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta anfi fisina (~76 kDa) em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre exocitose, vesículas sinápticas e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPH Rabbit pAb
Observações/Alias	AMPH1; AMPH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	273
GeneID	273
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49418
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Bolsa de gelo