


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Amphirregulina (Areg) Para If/Icc, Elisa - P15514

Número do item: CM0014453



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Amphirregulina (AREG) humana, validado para IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Peso do alvo ~28 kDa. Ideal para o estudo de sinalização do ligante EGFR e crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AREG Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AR; SDGF; AREGB; CRDGF; AREG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	374
GeneID	374
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-252 da AREG humana (NP_001648.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15514
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo