

Anticorpo Monoclonal Anti-Ampk Alfa 1/2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Número do item: CM0012109



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra as subunidades catalíticas alfa-1 (PRKAA1) e alfa-2 (PRKAA2) da AMPK humana. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre metabolismo, autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPK alfa 1/2 Rabbit mAb
Observações/Alia	AMPK; AMPKa1; AMPK alfa 1; AMPK alfa 2; AMPKa2;
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5562/5563
ID do Gene	5562/5563
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 13-300 da AMPK alfa 1 humana (NP_006242.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q13131/P54646
Peso da Proteína	64 kDa
Envio	Bolsa de gelo