

Anticorpo Policlonal Anti-Ampk α 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13131

Número do item: CM0016130



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AMPK α 1 (PRKAA1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Detecta a proteína AMPK α 1 endógena a 64 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPK α 1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1; AMPK α 1
Espécie	Humana
GeneID	5562
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 381-520 da AMPK α 1 humana (NP_006242.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q13131
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo