

Anti-Ampk α 1 Rabbit Polyclonal Antibody Para Wb, Elisa - Q13131

Número do item: CM0019051



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao AMPK α 1 (PRKAA1), validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada de camundongo. O AMPK α 1 é um sensor central de energia que regula o metabolismo, a autofagia e a transcrição — ideal para aplicações de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPK α 1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1; AMPK α 1
ID do Gene (Humano)	5562
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do AMPK α 1 humano (NP_006242.5).
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q13131
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo