

Anticorpo Monoclonal Anti-Ampka1/Ampka2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Número do item: CM0012014



introdução

Anticorpo monoclonal de murino contra AMPK α 1/ α 2 humano (Q13131/P54646). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzada com Mouse, Rato. Ideal para pesquisas de metabolismo energético, autofagia e sinalização de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPK α 1/AMPK α 2 Mouse mAb
Observações/Apelido	AMPK α 1/AMPK α 2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5562/5563
ID do Gene	5562/5563
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 251-550 do AMPK α 1 humano (Q13131)
Fonte	Mouse
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Mouse, Rato
SWISS	Q13131/P54646
Peso da Proteína	64kDa/65kDa
Envio	Saco de gelo