

Anti-Ampka1/Ampka2 Coelho Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

Número do item: CM0014971



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado às subunidades catalíticas alfa-1 e alfa-2 da AMPK, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPKa1/AMPKa2 Coelho pAb
Observações/Apelido	AMPKa1/AMPKa2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 13-300 de PRKAA1/PRKAA2 humano (NP_006242.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa/65kDa/62kDa
Envio	Saco de gelo