

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Ampka1/Ampka2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13131 / P54646

Número do item: CM0023791



introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a AMPKa1/AMPKa2, as subunidades catalíticas da AMPK. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Detecta bandas de ~64/65 kDa. Ideal para pesquisa de metabolismo energético e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPKa1/AMPKa2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AMPKa1/AMPKa2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 5-280 de AMPKa1/AMPKa2 humano (NP_006242.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa/65kDa
Envio	Bolsa de gelo