


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ampk α 2 Para Pesquisa De Metabolismo Energético - P54646

Número do item: CM0015393



introdução

pAb de Coelho AMPK α 2 validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano e rato. Ideal para estudos sobre sinalização AMPK, autofagia e doenças metabólicas. - P54646.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPK α 2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; AMPK α 2
Espécie	Humano
GeneID	5563
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 270-343 de PRKAA2 humano (NP_006243.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P54646
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco com gelo