


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ampk α 2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54646

Número do item: CM0013880



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado contra a AMPK α 2 humana, a subunidade catalítica da quinase sensor de energia AMPK. Projetado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPK α 2 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; AMPK α 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5563
GeneID	5563
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-343 da AMPK α 2 humana (NP_006243.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54646
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo