


Anticorpo Policlonal Anti-Ampky1 Para Wb, Elisa - P54619

Número do item: CM0020262



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AMPKγ1 (PRKAG1), validado para WB e ELISA. Reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização AMPK e metabolismo energético. Peso molecular da proteína: 38kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPKγ1 pAb de coelho
Observações/Alias	AMPKG; AMPKγ1
Espécie	Humano
GeneID	5571
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da AMPKγ1 humana (NP_002724.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54619
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo