


Anticorpo Policlonal Anti-Ampkβ1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y478

Número do item: CM0025442



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AMPKβ1 para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato; detecta AMPKβ1 endógena em aproximadamente 30kDa. Adequado para pesquisa de metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPKβ1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AMPK; HAMPKb; AMPKβ1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5564
ID do Gene	5564
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do AMPKβ1 humano (NP_006244.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y478
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo