


Anticorpo Policlonal Anti-Ampkβ1 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc E Elisa - Q9Y478

Número do item: CM0013579



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade AMPKβ1 (PRKAB1), validado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Detecta AMPKβ1 humana, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre metabolismo energético, sinalização da AMPK e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	[Validado por KO] pAb de coelho anti-AMPKβ1
Observações/Apelido	AMPK; HAMPKb; β1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5564
GeneID	5564
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da AMPKβ1 humana (NP_006244.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y478
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Embalagem de gelo