


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ampk β 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y478

Número do item: CM0012341



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a AMPK β 1 (PRKAB1) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta AMPK β 1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em metabolismo energético e sinalização AMPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMPK β 1 mAb de coelho
Observações/Apelido	AMPK; HAMPKb; AMPK β 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5564
GeneID	5564
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y478
Peso Proteico	30kDa
Envio	Bolsa de gelo