


Anticorpo Policlonal Anti-Amt Para Wb, If/Icc, Elisa - P48728

Número do item: CM0030822



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AMT humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece AMT humano, de rato e camundongo. Ideal para estudos do sistema de clivagem da glicina e da função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMT Rabbit pAb
Observações/Apelido	GCE; NKH; GCST; GCVT; AMT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	275
ID do Gene	275
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 107-386 do AMT humano (NP_001158184.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48728
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo