

Anticorpo Policlonal Anti-Amy1A Para Wb, Elisa - P04745

Número do item: CM0014071

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AMY1A validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo. Desenvolvido para detecção de alfa-amilase humana em ambientes de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMY1A Rabbit pAb
Observações/Alias	AMY1; AMY1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	276
GeneID	276
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-200 da AMY1A humana (NP_004029.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P04745
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo