

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Amy1A Para Wb, Elisa - P04745

Número do item: CM0026552

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AMY1A validado para WB e ELISA. Detecta AMY1A (previsto 57 kDa) humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de metabolismo de carboidratos e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMY1A Rabbit pAb
Observações/Alias	AMY1; AMY1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	276
GeneID	276
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-200 da AMY1A humana (NP_004029.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04745
Peso da Proteína	57kDa
Transporte	Saco de gelo