


Anti-Amy2A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - P04746

Número do item: CM0025677



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o AMY2A humano (alfa-amilase pancreática). Validado para WB, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de carboidratos e enzimas digestivas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AMY2A pAb de Coelho
Observações/Apelido	PA; AMY2; AMY2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	279
GeneID	279
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-511 do AMY2A humano (NP_000690.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04746
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo