

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Amylin/Dap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10997

Número do item: CM0007301



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Amylin/DAP (IAPP) humana. Adequado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de doenças metabólicas e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Amylin/DAP Rabbit mAb
Observações/Apelido	DAP; IAP; Amylin/DAP
Espécie	Humana
ID do Gene	3375 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-70 da Amylin/DAP humana (NP_000406.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10997
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco com gelo