


Anticorpo Policlonal Anti-Anapc5 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ujx4

Número do item: CM0030183



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra ANAPC5, adequado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Detecta ANAPC5 humano, de rato e de camundongo, uma subunidade chave do complexo promotor da anáfase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] ANAPC5 Coelho pAb
Observações/Apêndice	APC5; C5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51433
GeneID	51433
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJX4
Peso Proteico	85kDa
Remessa	Saco de gelo