


Anticorpo Policlonal Anti-Anapc7 Para Wb, Elisa - Q9Ujx3

Número do item: CM0022931



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ANAPC7 humana (APC7, subunidade APC/C). Adequado para WB, ELISA; reatividade cruzada com humano e camundongo. Utilizar em estudos de ciclo celular e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANAPC7 Rabbit pAb
Observações/Alias	APC7; FERBON; ANAPC7
Espécie	Humano
GeneID	51434
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da ANAPC7 humana (NP_057322.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UJX3
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo