


Anticorpo Monoclonal Anti-Receptor De Androgênio Para Wb, Ip, Ihc-P, Mihc, If-P, Elisa - P10275

Número do item: CM0002775



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o Receptor de Androgênio humano (P10275), reativo com humano, camundongo e rato. Adequado para aplicações WB, IP, IHC-P, IF-P, mIHC e ELISA em estudos de sinalização androgênica e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor de Androgênio mAb de Coelho
Observações/Apelido	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSP1; NR3C4; SMAX1; HUMARA; Receptor de Androgênio
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	367
GeneID	367
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10275
Peso Proteico	99kDa
Envio	Saco com gelo