

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Receptor De Androgênio Para Wb, If/Icc, Elisa - P10275

Número do item: CM0023684



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Receptor de Androgênio (AR) para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Estuda a sinalização androgênica e a função do receptor nuclear. SWISS: P10275.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo pAb de Coelho Anti-Receptor de Androgênio                                                                          |
| Observações/Apelido | KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 367                                                                                                                          |
| GeneID              | 367                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Receptor de Androgênio humano (NP_000035.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS               | P10275                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 99kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                 |