


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ang (Angiogenina) Para Wb E Elisa - P03950

Número do item: CM0014199



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Angiogenina humana (ANG, RNase5). Adequado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com rato. Ideal para estudos sobre angiogênese, resposta ao estresse e transcrição de rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ANG Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	283
GeneID	283
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-147 da ANG humana (NP_001136.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P03950
Peso Molecular	17kDa
Envio	Bolsa de gelo